

贝勒管取样器

Geotech Disposable Geobailers 吉奥特 一次性贝勒管取样器

吉奥特的一次性贝勒管取样器管壁厚实，相比其他标准的一次性贝勒管取样器，它更重，因此更易于沉入水底，同时具有更好的可生物降解性。通常，用户需要付出更多的费用来购买重型贝勒管，但是选择我们的加重型一次性贝勒管，则在花费相同的情况下获得和双重加重贝勒管一样的性能！

FEATURES 特点

- **更好的可生物降解性:** 所有的吉奥特塑料贝勒管都具有比传统塑料更好的可生物降解性。原因在于添加了特殊添加剂。该添加剂会使废弃的塑料成为土壤里特定微生物极好的食物来源，从而使得塑料的降解速度大大提升。
- **实验室认证:** 所有的吉奥特贝勒管都经过 NELAC 实验室批量测试认证，以证明对水样没有污染以及适用于环境采样作业。
- **极其干净的制造环境:** 采用美国食品药品监督管理局 FDA 认可的原生高密度聚合树脂作为原材料。所用的聚乙烯不含有增塑剂及其他助剂。材料中不含研磨回收成分。
- **增强设计:** 吉奥特独有的“Orbit Flux”技术，使得下沉速度比其他贝勒管要快 33% 独有的 V 型槽使得线缆收放更方便，采样更精确。
- **加重型贝勒管:** 同样价格获得和双重加重贝勒管一样的性能
- **可选的双止回阀:** 隔绝不同深度下获得的样品
- **承压型一次性贝勒管:** 该型号可以在没有泵的现场方便地和在线式一次性过滤器 (dispos-a-filters™ 过滤器) 联用。配合手动气泵，可以从贝勒管里直接过滤样本以节约时间，防止样本成分变化。



ACCESSORIES 附件

适用于 1.5 英寸直径贝勒管的聚乙烯 VOC 前套	24 个/盒
适用于 3 英寸贝勒管的聚乙烯 VOC 前套	9 个/盒
适用于 1.5 英寸直径贝勒管的 FEP VOC 前套*	12 个/盒
适用于 1.5 英寸直径贝勒管的无聚乙烯前套	24 个/盒

SPECIFICATIONS 规格

材质	直径	长度	类型	个数
A 聚乙烯	.75" (1.9 cm)	36" (91.4 cm)	增重/非增重	24/盒
B 聚乙烯	1.5" (3.8 cm)	12", 36", 48" (30.5, 91.4, 121.9 cm)	增重/非增重	24/盒
C 聚乙烯	1.5" (3.8 cm)	36" (91.4 cm)	承压, 增重	12/盒
D 聚乙烯	1.5" (3.8 cm)	83"	增重	12/盒
E 聚乙烯	3" (7.6 cm)	36" (91.4 cm)	增重	9/盒
F FEP*	1.5" (3.8 cm)	12", 36" (30.5, 91.4 cm)	增重	12/盒
G 高纯度 PVC	.46", .75", 1.5" (1.2, 1.9, 3.8 cm)	36" (91.4 cm)	非增重	24/盒

*不含增进可生物降解性能的添加剂



一次性贝勒管取样器配件



进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
 电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
 电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geotech_disposable_bailers_chinese.qxp 10/04/12

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
 德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
 电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
 电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com